

中文名稱 器具乾燥器

Drying Ovens, For Laboratory Tools

廠牌 Yamato

產品型號 DG401/801/851

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=DG>



說明: **DG401/DG801**

- 產品陣容  
我們提供小巧且易於使用的95L型 (DG401) 和460L大容量型 (DG801)。
- 特徵  
可一次烘乾大量裝備, 烘乾後還可當作收納空間。此外, 使用大觀察窗可以輕鬆觀察容器內部。
- 特徵  
加熱器的頂部有一個蓋子, 用於準備滴在上面的樣品, 其結構是水滴通過底部的排水口落入槽中。
- 特徵  
配備調節器。
- 安全/維護  
標準配備自我診斷功能、獨立過熱保護器、有過電流的漏電斷路器、鑰匙鎖定功能、停電補償功能。  
注意: 如果將產生熱量的樣品放置在設備內部, 則可能無法正確控制溫度。

說明: **DG851**

- 透過 HEPA 過濾器引入外部空氣, 在清潔的環境中乾燥器械  
[外部空氣的引入和內部循環加快了乾燥時間, 並且採用HEPA 過濾器可以降低污染風險,](#)  
即使是容易吸引灰塵的濕樣品也是如此。
- 紫外線殺菌可防止微生物污染  
透過將紫外線殺菌燈放置在循環空氣中, 可以殺死空氣中的細菌並防止微生物污染。此外, 如果您在駕駛時不小心打開車門, 消毒燈也會停止。
- 所有操作都在前面  
除控制器外, 獨立的防過熱和漏電斷路器均可從正面操作。
- 操作模式  
除了定值運作和自動停止功能外, 新控制器現在還能夠自動啟動 (在設定時間後啟動) 和快速自動停止 (在行駛時設定自動停止)。
- 無需供電工作  
斷路器容量為AC100V15A, 可與一般插座搭配使用。
- 更大的觀察窗  
觀察窗比以前的型號更大 (尺寸: 寬 300 x 高 800 毫米)。現在無需打開門即可更輕鬆地

檢查內部狀況。

規格：

機型	DG401	DG801	DG851
方式	自然對流		強制供氣
使用溫度範圍	室溫 +5~70°C		
加熱器功率	600W	1.2KW	
性能/配置 送風風扇	-		軸流風機(附過濾器)(乾燥運轉時連續運轉)
性能/配置 供氣過濾器	-		HEPA過濾器
殺菌燈	-	-	螢光燈管防潮型1燈15W
性能/配置 操作模式	定值運轉、快速自動停止運轉、自動停止運轉、自動啟動運行		
性能/配置附加功能	校準偏移功能、設定值鎖定功能、斷電恢復模式選擇功能		
加熱回路控制	SSR驅動		
性能/配置感測器	K型熱電偶		
性能/配置 安全裝置	自我診斷功能：溫度感測器異常、記憶體異常、自動過熱防止		
內槽尺寸	寬450*深470*高450mm	620*620*1195mm	
外形尺寸	寬504*深562*高733mm	寬674*深711*高1586mm	
內容積	95L	460L	
觀測窗	3mm厚/250mm寬/300mm高	3mm厚/300mm寬/800mm高	
棚板間距	30mm		
電源50/60HZ	AC100V 7A	AC100V 13A	AC100V 13.5A
重量	43kg	95kg	98kg