

中文名稱 純水生產設備（蒸餾水生產設備）

Water Purifiers

廠牌 Yamato

產品型號 WGS200

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/show/wgs200/>



一款寬度為35cm、纖薄便捷的純水生產裝置誕生了。

說明：

- **即使在有限的狹窄空間內也可以安裝**  
寬度為 35 厘米，尺寸緊湊，可安裝在水槽和實驗室工作台等狹窄空間。另提供防震固定選項，讓您放心使用。
- **根據蒸餾水容量和安裝空間，可以使用WGS200、WG252和WG1012。**  
如果每天使用量較小或空間較小，我們建議使用 WGS200；如果您想用於多種用途、共享或大量使用，則建議使用 WG252 或 WG1012。此外，WG252和WG1012具有採樣站和排水功能，但WGS200只有採樣站結構。
- **兩個獨立的分配器可以進行水採樣，以適應各種情況。**  
我們採用了手持式分配器方法。您可以輕鬆地將其握在手中並採樣水。它還配有磁鐵，因此您可以根據容器尺寸固定水樣。飲水機分為離子交換水（A4水位）和蒸餾水（A4水位）兩部分，因此可以在各種場合使用。
- **易於操作的分配器**  
可以使用單獨的離子交換水和蒸餾水分配器。手邊有一個水採樣開關，因此您可以輕鬆啟動/停止水採樣。（蒸餾水的量可以隨時調整。）
- **“正在申請滴水控制專利”，用於半自動水採樣模式下的線路對準**  
取水方式包括定量取水（達到一定量自動停止）、連續取水（繼續採樣直至停止）以及現在的半自動取水（僅限蒸餾水）。半自動取水模式是自動採樣到設定的水量，然後在水位附近採樣滴水。當進行諸如女性向上之類的調整時，您可以在觀察標記線的同時準確停止。（滴水模式下，運轉中可改變水量。）
- **7吋液晶觸控螢幕系統**  
採用7吋液晶觸控螢幕。可見性和可操作性得到了提高。
- **眾多便利的耗材管理功能**  
顯示離子樹脂等消耗品的更換歷史以及更換方法，包括圖表和說明。此外，我們也會提前通知您耗材（即將更換）和更換通知（請更換），以便您順利管理耗材。（可以設定通知周期。）
- **推廣3R回收**  
我們提倡離子交換樹脂的 3R（再利用、減少和再循環）。離子交換樹脂免費收集。收集後，所有樹脂、紙板和塑膠容器都會被回收和再利用，為全球環境做出貢獻。
- **採用無汞殺菌燈（選購）**  
目前，我們的水箱紫外線殺菌燈已採用LED。設計不含汞，因此非常環保。（波長265nm）