

中文名稱 乾熱滅菌器

Sterilization Ovens

廠牌 Yamato

產品型號 SI402/602

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=SI>



說明：**標準型自然對流乾熱滅菌器具有程序操作功能**

- 除了定時器功能之外，現在還可以選擇等待功能。
- 除程序操作外，還豐富了各種操作功能。
- 充滿安全功能
- 現在可以選擇斷電恢復模式。
- 無需供電工作

規格：

| 機型 | SI402 | SI602 |
|-----------|--|--------|
| 滅菌模式 | 自然對流實驗室乾熱滅菌器 *1 | |
| 控溫範圍 | 室溫+5°C~260°C | |
| 溫度調節精度 | ±1°C (at260°C JTM K05), 3°C (at260°C JIS) | |
| 溫度分度精度 | ±6°C (260°C JTM K05時)、20°C (260°C JIS時) | |
| 最高溫度到達時間 | 約70分 | |
| 內裝 | 不鏽鋼板 | |
| 鐵絡絲加熱器 | 1.2kW | 1.36kW |
| 排氣口 | 內徑33mm×2 (上面) | |
| 溫度控制/顯示模式 | PID控制/測量溫度顯示：綠色4位元LED數位顯示 設定溫度顯示：紅色4位元LED數位顯示 | |
| 定時器 | 0分鐘至99小時59分鐘及100至999小時50分鐘 | |
| 運轉功能 | 定值運行、程式運行、程式自動啟動運行、自動停止運行、自動啟動運行、快速自動停止運行 | |
| 程序運轉 | 6種模式 (PrG1：30步、PrG2~3：15步、PrG4~6：10步) 步等待功能、重複功能、步保持功能、步跳過功能 | |
| 安全裝置 | 自我診斷功能 (自動過熱防止、溫度感測器異常、加熱器斷線、SSR短路、主繼電器故障、記憶體異常、內部通訊異常、測量溫度異常)、過電流漏電斷路器、過熱防止裝置 | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 內尺寸(寬* 深*高) | 450×430×400mm | 600×530×500mm |
| 外尺寸(寬* 深*高) | 550×540×777mm | 700×640×877mm |
| 容積 | 77L | 159L |
| 棚板耐重 | 約15kg/枚 | |
| 重量 | 約42kg | 約59kg |
| 電源電壓 | AC100V 12.5A | AC100V 14.0A |