

中文名稱 減壓濃縮機

Evaporator, Rotary

廠牌 Yamato


產品型號 RE300/600/800

相關網頁 <http://www.yamato-net.co.jp/product/science/evaporator/rotary/index.htm>



說明：

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RE300/600/800全機種電動昇降。</li> <li>• RE800可預先設定操作完畢時，機台自動升起。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 數字設定/顯示、馬達轉速、真空度及蒸汽溫度。 (RE300只能顯示馬達轉速)。</li> <li>• 實驗條件步驟可以儲存並叫出。</li> <li>• 面板顯示可以選擇日文或英文。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 節省空間，可裝置在排煙櫃內操作。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 移動式旋轉接頭-旋轉接頭鎖定位置可在80mm內調整，適用於不同容量蒸餾瓶。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蒸餾瓶快速卸除設計，只須要旋轉螺帽即可輕易，快速的卸下蒸餾瓶。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新式設計玻璃組件, B、C型垂直式冷凝管可防止液體留滯.</li> <li>• 新式A、B型冷凝管, 表面積增加20%提高冷卻效果.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新設計分離水槽(油槽), 方便拆卸清洗</li> <li>• 溫度採數字設定/顯示</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自由電源, 電壓在AC100~240V內自動調整, 適用各國電源.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 螺帽式管路接頭, 方便冷卻水及真空管路的連接.</li> </ul>

- RE600/800將電動升降機, 真空調節器, 蒸汽溫度表示機能列為標準配備.
- RE800內建儲存53種有機溶劑飽合蒸汽壓曲線資料, 可執行下列3種運轉模式:
  - 連續乾燥蒸餾
  - 單一有機溶劑蒸餾
  - 多種有機溶劑蒸餾
- RE600/800可儲存10組程式/操作模式.
- 可接多種週邊設備
  - RT101/200溶劑回收裝置
  - CF300/CF700/ CF700P 冷卻循環裝置.
  - CA300冷卻捕捉器
- WP-15水流真空裝置