

中文名稱 純水機

Water Purifiers

廠牌 Yamato

產品型號 WG252/1012

相關網頁 <https://www.yamato-net.co.jp/product/search-item/?q=WG>



它充滿了便利，因為它是您每天都使用的東西！！旗艦機型符合A4水質

特點：

- **兩個獨立的分配器可以進行水採樣，以適應各種情況。**
我們採用了手持式分配器方法。您可以輕鬆地將其握在手中並採樣水。它還配有磁鐵，因此您可以根據容器尺寸固定水樣。飲水機分為離子交換水（A4水位）和蒸餾水（A4水位）兩部分，因此可以在各種場合使用。
- **易於操作的分配器**
可以使用單獨的離子交換水和蒸餾水分配器。手邊有一個水採樣開關，因此您可以輕鬆啟動/停止水採樣。（蒸餾水的量可以隨時調整。）
- **“正在申請滴水控制專利”，用於半自動水採樣模式下的線路對準**
取水方式包括定量取水（達到一定量自動停止）、連續取水（繼續採樣直至停止）以及現在的半自動取水（僅限蒸餾水）。半自動取水模式是自動採樣到設定的水量，然後在水位附近採樣滴水。當進行諸如女性向上之類的調整時，您可以在觀察標記線的同時準確停止。（滴水模式下，運轉中可改變水量。）
- **7吋液晶觸控螢幕系統**
採用7吋液晶觸控螢幕。可見性和可操作性得到了提高。
- **多種便利的耗材管理功能**
顯示離子樹脂等消耗品的更換歷史以及更換方法，包括圖表和說明。此外，我們也會提前通知您耗材（即將更換）和更換通知（請更換），以便您順利管理耗材。（可以設定通知周期。）
- **趨勢圖**
您可以顯示水質和溫度的趨勢圖。耗材更換通知和異常資訊也可以用圖表表示。（也可以設定採樣週期。）
資料可以透過 USB 以 CSV 格式輸出。
- **附排水功能的取樣台（取樣水槽）**
除了放置燒杯等進行水樣本取樣外，它還具有排水功能，因此也可以用作水槽。
- **推廣3R回收**
我們提倡離子交換樹脂的 3R（再利用、減少和再循環）。離子交換樹脂免費收集。收集後，所有樹脂、紙板和塑膠容器都會被回收和再利用，為全球環境做出貢獻。
- **易於交換的離子交換樹脂**

離子交換樹脂也可以方便更換。此外，由於它是一觸式配件，因此易於更換。還可以將墨盒數量增加到兩個，從而減少墨盒更換頻率。（WG1012 標準配備 2 條電線）。這次，我們將左側的日常維護區和右側一般不使用的服務區分開為左右區，提高了可及性。

- **最高等級A4純水（JIS K0557標準）**

可收集的蒸餾水和離子交換水均為JISK0557規定的最高等級A4的純水。雖然蒸餾水的導電性看起來較差，但請放心使用，這是由於製造過程中吸收了二氧化碳氣體，而不是金屬離子等雜質造成的。

- **為了更節省空間**

寬度和深度變得更加緊湊。可以以節省空間的方式安裝。

WG251：W600×D660×H780mm → WG252：W540×D570×H775mm

- **消耗品和選項**

我們提供多種選擇和消耗品。